


Anticuerpo Policlonal De Conejo Fosfo-Histona H3 (Ser28) Para Wb, If/Icc, Elisa - Q16695 / P68431

Número de artículo: CM0001437



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo específico para fosfo que se dirige a la Histona H3 fosforilada en Ser28, adecuado para WB, IF/ICC y ELISA. Detecta H3 humana, de ratón y de rata con amplia reactividad cruzada predicha. Ideal para la investigación de cromatina, ciclo celular y epigenética.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Fosfo-Histona H3-S28 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; Fosfo-Histona H3-S28
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	H3
ID de Gen	8290/8350
Inmunógeno	Péptido Sintético: Un péptido fosforilado sintético alrededor de S28 de la Histona H3 humana (NP_003520.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata, Otro (Rango Amplio Predicho)
SWISS	Q16695/P68431
Peso Proteico	15 kDa
Envío	Bolsa de hielo