


## Phospho-Histona H3-T11 Conejo Pab - Q16695 / P68431

Número de artículo: CM0001030



### Introducción

Phospho-Histona H3-T11 Conejo pAb (Q16695/P68431) para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Alta especificidad para humano, ratón, rata y amplio rango predicho. Validado para detectar histona H3 fosforilada en Thr11 en células testiculares y otras.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | Phospho-Histona H3-T11 Conejo pAb                                                                     |
| Observaciones/Alias | H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; Phospho-Histona H3-T11 |
| Especie             | Humano                                                                                                |
| ID del Gen (Humano) | H3                                                                                                    |
| ID del Gen          | 8290/8350                                                                                             |
| Inmunógeno          | Péptido sintético Un péptido sintético fosforilado alrededor de T11 de HIST1H3B humano (NP_003520.1). |
| Fuente              | Conejo                                                                                                |
| Categoría           | Anticuerpos Fosforilados                                                                              |
| Aplicación          | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                              |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón, Rata, Otros (Amplio Rango Predicho)                                                    |
| SWISS               | Q16695/P68431                                                                                         |
| Peso Proteico       | 15kDa                                                                                                 |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                        |