


Phospho-Histone H3-T3 Conejo Pab Para Wb, Elisa - Q16695 / P68431

Número de artículo: CM0000899



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo fosfo-específico dirigido contra la Histona H3 fosforilada en Thr-3. Validado para WB y ELISA, detecta H3 humana, de ratón y de rata con una amplia reactividad cruzada predicha. Ideal para investigación en cromatina y epigenética.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Phospho-Histone H3-T3 Conejo pAb
Observaciones/Alias	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; Phospho-Histone H3-T3
Especie	Humana
GeneID (Humano)	H3
GeneID	8290/8350
Inmunógeno	Péptido Sintético - Un péptido fosforilado sintético alrededor de T3 de HIST1H3A humana (NP_003520.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata, Otros (Amplio Rango Predicho)
SWISS	Q16695/P68431
Peso Proteico	15kDa
Envío	Bolsa de hielo