


Phospho-Histona H3-T32 Conejo Pab Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q16695 / P68431

Número de artículo: CM0000649



Introducción

Phospho-Histona H3-T32 Conejo pAb (AP0897) es un anticuerpo policlonal de conejo validado para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Dirigido a la treonina 32 fosforilada de la histona H3. Ideal para investigación en cromatina y epigenética.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Phospho-Histona H3-T32 Conejo pAb
Observaciones/Alias	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; Phospho-Histona H3-T32
Especie	Humano
GeneID (Humano)	H3
GeneID	8290/8350
Inmunógeno	Péptido sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata, Otros (Rango Amplio Predicho)
SWISS	Q16695/P68431
Peso Proteico	15kDa
Envío	Bolsa de hielo