


Pab De Conejo Para Phospho-Histona H4-S1 Para Wb, Elisa - P62805

Número de artículo: CM0001131



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo Phospho-Histona H4-S1 validado para WB y ELISA. Reconoce humanos, ratones, ratas y otras especies. Adecuado para estudios de modificación de cromatina e histonas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo Phospho-Histona H4-S1
Notas/Alias	H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4FA; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C14; H4C15; H4C16; HIST1H4A; Phospho-Histona H4-S1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	H4
GeneID	8359
Inmunógeno	Péptido sintético Péptido sintético fosforilado alrededor de S1 de la Histona H4 humana (NP_003529.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata, Otras (Predicción de amplio rango)
SWISS	P62805
Peso de la proteína	11kDa
Envío	Bolsa de hielo