


Pab De Conejo Phospho-Hsf1-S326 Para Wb, Elisa - Q00613

Número de artículo: CM0001873



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra HSF1 humano fosforilado en la serina 326. Adecuado para aplicaciones de western blot y ELISA en estudios de respuesta al shock térmico, regulación de la transcripción y estrés. Detecta una banda de 57 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb Phospho-HSF1-S326 de conejo
Observaciones/Alias	HSTF1; Phospho-HSF1-S326
Especie	Humano
GeneID	3297
Inmunógeno	Un péptido fosforilado sintético alrededor de S326 de HSF1 humano (NP_005517.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q00613
Peso de la proteína	57kDa
Envío	Bolsa de hielo