


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Fosfo-Hsp27/Hspb1-S15 - P04792

Número de artículo: CM0001014



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo fosfo-específico dirigido a HSP27/HSPB1 en Ser15. Validado para WB, IF/ICC, ELISA. Adecuado para muestras humanas, detecta proteína de 23 kDa. Ideal para estudios de respuesta al estrés y chaperonas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo Fosfo-HSP27/HSPB1-S15
Observaciones/Alias	CMT2F; HMN2B; HSP27; HSP28; Hsp25; SRP27; HS.76067; HEL-S-102; Fosfo-HSP27/HSPB1-S15
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3315
GeneID	3315
Inmunógeno	Péptido Sintético: Un péptido fosforilado sintético alrededor de S15 de HSP27/HSPB1 humano
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P04792
Peso Proteico	23kDa
Envío	Bolsa de hielo