


Phospho-Hsp27/Hspb1-S82 Mab De Conejo Para Wb Y Elisa - P04792

Número de artículo: CM0001766



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo fosfoespecífico contra HSP27/HSPB1 (Ser82) humano. Validado para WB y ELISA; presenta reactividad cruzada con humano y rata. Ideal para investigación sobre respuesta al estrés, función de chaperona y neurodegeneración.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Phospho-HSP27/HSPB1-S82 Rabbit mAb
Notas/Alias	CMT2F; HMN2B; HSP27; HSP28; Hsp25; SRP27; HS.76067; HEL-S-102; Phospho-HSP27/HSPB1-S82
Especie	Humano
ID del gen	3315
Inmunógeno	Péptido sintético: Péptido sintético fosforilado alrededor de la posición S82 de HSP27/HSPB1 humano (P04792).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Rata
SWISS	P04792
Peso de la proteína	23 kDa
Envío	Bolsa de hielo