


Fosfo-Hsp27/Hspb1-S82 Pab De Conejo - P04792

Número de artículo: CM0000434



Introducción

Fosfo-HSP27/HSPB1-S82 pAb de Conejo detecta la fosfo-HSP27 endógena en Ser82. Validado para Western blot, IHC-P, IP y ELISA. Ideal para la investigación de respuesta al estrés, actividad de chaperona y enfermedades neurodegenerativas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Fosfo-HSP27/HSPB1-S82 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	CMT2F; HMN2B; HSP27; HSP28; Hsp25; SRP27; HS.76067; HEL-S-102; Fosfo-HSP27/HSPB1-S82
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3315
GeneID	3315
Inmunógeno	Un péptido sintético fosforilado alrededor de la S82 de la HSP27/HSPB1 humana (NP_001531.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P04792
Peso Proteico	23kDa
Envío	Bolsa de hielo