

Anticuerpo Policlonal De Conejo Phospho-Igf1R-Y1161 Para Wb Y Elisa - P08069

Número de artículo: CM0000943



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo Phospho-IGF1R-Y1161 para WB y ELISA. Reactividad: humano, ratón, rata. Dirige contra Y1161 fosforilado de IGF1R, un receptor de tirosina quinasa que regula el crecimiento celular y la transformación tumoral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Phospho-IGF1R-Y1161 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	IGFR; CD221; IGFR; JTK13; Phospho-IGF1R-Y1161
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3480
GeneID	3480
Inmunógeno	Péptido sintético: Péptido fosforilado sintético alrededor de Y1161 del IGF1R humano (NP_000866.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P08069
Peso de la proteína	155kDa
Envío	Bolsa de hielo