

Anticuerpo Policlonal De Conejo Phospho-Igf1R-Y1165/1166/Insr-Y1189/1190 - P08069 / P06213

Número de artículo: CM0000541



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo fosfoespecífico que reconoce las formas activadas de IGF1R (Y1165/Y1166) e INSR (Y1189/Y1190). Apto para WB y ELISA con reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para investigación de señalización del crecimiento y del cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Phospho-IGF1R-Y1165/1166/INSR-Y1189/1190 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	IGF1R/INSR; Phospho-IGF1R-Y1165/1166/INSR-Y1189/1190
Especie	Humano
ID del gen	3480 (IGF1R), 3643 (INSR)
Inmunógeno	Péptido fosforilado sintético alrededor de Y1165 & Y1166 del IGF1R humano (NP_000866.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P08069, P06213
Peso de la proteína	154kDa/155kDa/156kDa
Envío	Bolsa de hielo