

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Phospho-Ikb α -S36 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P25963

Número de artículo: CM0001520



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo específico para fosfo contra Ikb α (Ser36). Adecuado para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Validado para la investigación de la vía de señalización NF- κ B y el desarrollo de ensayos de diagnóstico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo Phospho-Ikb α -S36
Observaciones/Alias	IKBA; MAD-3; NFKBI; EDAID2; Phospho-Ikb α -S36
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	4792
ID de Gen	4792
Inmunógeno	Péptido Sintético: Un péptido fosforilado sintético alrededor de S36 de Ikb α humana (P25963).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P25963
Peso Proteico	36kDa
Envío	Bolsa de hielo