

Pab De Conejo Phospho-Ikb α -Y42 Para Wb - P25963

Número de artículo: CM0001033



Introducción

El pAb de conejo Phospho-Ikb α -Y42 detecta específicamente el inhibidor alfa de NF-kappa-B humano fosforilado en tirosina 42 mediante Western blot. Ideal para el estudio de la señalización de NF-kB, la respuesta inmune y la inflamación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	pAb de conejo Phospho-Ikb α -Y42
Observaciones/Alias	IKBA; MAD-3; NFKBI; EDAID2; Phospho-Ikb α -Y42
Especie	Humana
GeneID (Humano)	4792
GeneID	4792
Inmunógeno	Péptido fosfórico sintético correspondiente a los residuos alrededor de Y42 de Ikb α humano
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P25963
Peso de la proteína	36kDa
Envío	Bolsa de hielo