


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fosfo-Ikky (S376) Para Wb, Elisa - Q9Y6K9

Número de artículo: CM0001683



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo fosfo-específico dirigido contra IKKγ fosforilada en Ser376, validado para Western blot y ELISA en muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para estudiar las vías de señalización de NF-κB y la respuesta inmune.

[Aprende más](#)

Nombre del Producto	Anticuerpo Policlonal de Conejo Anti-Fosfo-IKKγ-S376
Observaciones/Alias	IP; IP1; IP2; FIP3; IKKG; IPD2; NEMO; FIP-3; Fip3p; IMD33; SAIDX; AMCBX1; EDAID1; IKKAP1; ZC2HC9; IKK-gamma; Fosfo-IKKγ-S376
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	8517
ID de Gen	8517
Inmunógeno	Péptido Sintético: Un péptido fosforilado sintético alrededor de S376 de IKKγ humano (NP_003630.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9Y6K9
Peso Molecular de la Proteína	48 kDa/56 kDa/37 kDa
Envío	Bolsa de hielo