

Fosfo-Insr-Y1146/Igf1R-Y1131 Pab De Conejo Para Wb, Elisa - P06213 / P08069

Número de artículo: CM0001126



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que reconoce específicamente fosfo-INSR (Y1146) y fosfo-IGF1R (Y1131) en muestras humanas. Validado para Western blot y ELISA, es una herramienta esencial para la investigación de la señalización de insulina/IGF y el desarrollo de IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Fosfo-INSR-Y1146/IGF1R-Y1131 pAb de conejo
Observaciones/Alias	INSR/IGF1R; Fosfo-INSR-Y1146/IGF1R-Y1131
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3480/3643
GeneID	3643/3480
Inmunógeno	Péptido sintético: un péptido sintético fosforilado alrededor de Y1146 de IGF1RINSR humano (NP_000199.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P06213/P08069
Peso proteico	155kDa
Envío	Bolsa de hielo