


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Phospho-Irak4-Ser346 Para Wb, Elisa - Q9Nwz3

Número de artículo: CM0001395



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo fosfo-específico contra IRAK4 fosforilado en Ser346. Validado para WB y ELISA, reacciona con IRAK4 humano (Q9NWZ3), una quinasa clave en la señalización inmunitaria innata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo Phospho-IRAK4-Ser346
Observaciones/Alias	IPD1; IMD67; REN64; IRAK-4; NY-REN-64
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	51135
ID del Gen	51135
Inmunógeno	Péptido sintético: Un péptido fosforilado sintético alrededor de Ser346 de IRAK4 humano (NP_057207.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q9NWZ3
Peso Proteico	52kDa
Envío	Bolsa de hielo