

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Fosfo-Ire1-S724 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O75460

Número de artículo: CM0001061



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo específico para fosfo que se dirige a IRE1 (ERN1) fosforilado en Ser724. Validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Herramienta fiable para investigar el estrés del RE y las vías de la UPR en muestras humanas, de ratón y de rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Fosfo-IRE1-S724 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	IRE1; IRE1P; IRE1a; hIRE1p; Fosfo-IRE1-S724
Especies	Humano, Ratón, Rata
ID de Gen (Humano)	2081
ID de Gen	2081
Inmunógeno	Péptido sintético fosforilado alrededor de S724 de IRE1 humano (NP_001424.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O75460
Peso Proteico	110kDa
Envío	Bolsa de hielo