


Phospho-Ire1-S724 Conejo Pab - O75460

Número de artículo: CM0001877



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra phospho-IRE1 (S724) para aplicaciones de WB, IHC-P, ELISA. Validado en humano, ratón, rata. Herramienta clave para investigar el estrés del RE y las vías de respuesta a proteínas desplegadas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Phospho-IRE1-S724 Conejo pAb
Observaciones/Alias	IRE1; IRE1P; IRE1a; hIRE1p; Phospho-IRE1-S724
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2081
GeneID	2081
Inmunógeno	Un péptido fosforilado sintético alrededor de S724 de IRE1alfa humano (NP_001424.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O75460
Peso Proteico	110 kDa
Envío	Bolsa de hielo