


Fosfo-Irs1-S1101 Pab De Conejo Para Wb, Elisa - P35568

Número de artículo: CM0000557



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo específico para fosfo que se dirige a IRS1 fosforilado en Ser1101. Validado para Western blot y ELISA, reacciona de forma cruzada con ratón. Ideal para la investigación de la señalización de la insulina y las vías metabólicas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Fosfo-IRS1-S1101 pAb de conejo
Observaciones/Alias	HIRS-1; Fosfo-IRS1-S1101
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	3667
ID de gen	3667
Inmunógeno	Un péptido fosforilado sintético alrededor de S1101 de IRS1 humano (NP_005535.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P35568
Peso proteico	132kDa
Envío	Bolsa de hielo