

Pab De Conejo Phospho-Irs1-S307 (Específico De Humano) Para Wb, Ihc-P, Elisa - P35568

Número de artículo: CM0001499



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo fosfo-específico dirigido a IRS1 pS307 (específico de humano), validado para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación de señalización de insulina, enfermedades metabólicas y desarrollo de ensayos de diagnóstico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo Phospho-IRS1-S307 (Específico de Humano)
Observaciones/Alias	HIRS-1; Phospho-IRS1-S307(Específico de Humano)
Especie	Humano
GeneID	3667
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético fosforilado alrededor de S307 de IRS1 humano (NP_005535.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P35568
Peso Proteico	132kDa
Envío	Bolsa de hielo