

Anticuerpo Policlonal De Conejo Phospho-Irs1-S312 Para Western Blot - P35568

Número de artículo: CM0001213



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo específico para fosfo que se dirige al IRS1 humano en la serina 312. Validado para transferencia Western (Western blotting) con reactividad cruzada a ratón y rata, adecuado para estudios de señalización de insulina y metabolismo. - P35568

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Phospho-IRS1-S312 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	HIRS-1; Phospho-IRS1-S312
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	3667
ID de Gen	3667
Inmunógeno	Péptido sintético: Un péptido específico de fosfo correspondiente a los residuos que rodean la S312 del IRS1 humano
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P35568
Peso Proteico	132kDa
Envío	Bolsa de hielo