

Phospho-Irs1-S612/S636 Rabbit Mab Para Wb, Ihc-P, Elisa - P35568

Número de artículo: CM0000749



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo Phospho-IRS1-S612/S636 validado para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona con IRS1 humano y de ratón. Herramienta clave para estudios de señalización de insulina y trastornos metabólicos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Phospho-IRS1-S612/S636 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	HIRS-1; Phospho-IRS1-S612/S636
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3667
GeneID	3667
Inmunógeno	Péptido sintético: Un péptido sintético fosforilado alrededor de la S616 del IRS1 humano (NP_005535.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P35568
Peso proteico	132kDa
Envío	Bolsa de hielo