

Pab De Conejo Phospho-Irs1-S636/639 Para Wb, Elisa - P35568

Número de artículo: CM0001602



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo fosfoespecífico dirigido a IRS1 fosforilada en Ser636 y Ser639. Validado para Western blot y ELISA en muestras humanas. Explore la investigación sobre la señalización de insulina y la diabetes con este anticuerpo de alta calidad.

[Aprende más](#)

Nombre del producto	Observaciones/Alias	Especie	GeneID (Humano)	GeneID	Inmunógeno	Origen	Categoría	Aplicación	Reactividad cruzada	SWISS	Peso de la proteína	Envío
Phospho-IRS1-S636/639 Rabbit pAb	HIRS-1; Phospho-IRS1-S636/639	Humano	3667	3667	Péptido sintético: Péptido sintético fosforilado alrededor de S636 y S639 de IRS1 humana (NP_005535.1).	Conejo	Anticuerpos fosforilados	WB, ELISA	Humano	P35568	132kDa	Bolsa de hielo