

Mab De Conejo Anti Jak2 Fosforilado (Y1007/1008) Para Wb, Elisa - O60674

Número de artículo: CM0001440



Introducción

El anticuerpo monoclonal de conejo anti JAK2 fosforilado (Y1007/Y1008) detecta específicamente la forma fosforilada de JAK2 humano en los residuos Y1007/Y1008. Validado para WB y ELISA, es ideal para estudios de la vía JAK-STAT en investigación de cáncer e inmunología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti JAK2 fosforilado (Y1007/1008)
Abreviatura / Alias	JTK10
Especie diana	Humano
GeneID (Humano)	3717
GeneID	3717
Inmunógeno	Péptido sintético Péptido sintético fosforilado correspondiente a la región de Y1007 y Y1008 de la JAK2 humana (NP_001309123.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	O60674
Peso de la proteína	131kDa
Envío	Bolsa de hielo