

Phospho-Jak2-Y1008 Conejo Pab Para Wb, Elisa - O60674

Número de artículo: CM0001758



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo Phospho-JAK2-Y1008 validado para WB y ELISA. Detecta JAK2 humano fosforilado en Tyr1008, un sitio de activación crítico en la señalización de citocinas y regulación de la cromatina. Ideal para investigación IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Phospho-JAK2-Y1008 Conejo pAb
Observaciones/Alias	JTK10; Phospho-JAK2-Y1008
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3717
GeneID	3717
Inmunógeno	Un péptido fosforilado sintético alrededor de Y1008 de Phospho-JAK2-Y1008 humano (NP_004963.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	O60674
Peso Proteico	131kDa
Envío	Bolsa de hielo