

Anticuerpo Policlonal De Conejo Phospho-Jak2-Y221 Para Wb Y Elisa - O60674

Número de artículo: CM0000913



Introducción

El anticuerpo policlonal de conejo Phospho-JAK2-Y221 detecta JAK2 fosforilado endógeno en la tirosina 221 en humano, ratón y rata. Ideal para aplicaciones de WB y ELISA en estudios de señalización JAK/STAT.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Phospho-JAK2-Y221 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	JTK10; Phospho-JAK2-Y221
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3717
Inmunógeno	Un péptido fosforilado sintético alrededor de Y221 de JAK2 humano (NP_004963.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O60674
Peso Proteico	131kDa
Envío	Bolsa de hielo