

Pab De Conejo Phospho-Jnk1-T183/Y185 + Jnk2-T183/Y185 + Jnk3-T221/Y223 - P45983 / P45984 / P53779

Número de artículo: CM0000687



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo fosfoespecífico dirigido a los sitios de activación de JNK1/2/3, validado para Western blot y ELISA. Diseñado para investigación en humanos y ratones en el ámbito de la señalización por estrés y la apoptosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo Phospho-JNK1-T183/Y185 + JNK2-T183/Y185 + JNK3-T221/Y223
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5599/5601/5602
GeneID	5599/5601/5602
Inmunógeno	Péptido sintético Péptido sintético fosforilado alrededor de T183 & Y185 de JNK1/2/3MAPK8 humano (NP_620637.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P45983/P45984/P53779
Peso de la proteína	35kDa/44kDa/48kDa/27kDa/52kDa
Envío	Bolsa de hielo