

Anticuerpo Policlonal De Conejo Phospho-Junb-S259 Para Wb - P17275

Número de artículo: CM0001470

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo Phospho-JunB-S259 validado para western blot (WB) en humano, ratón y rata. Detecta el factor de transcripción JunB fosforilado en la serina 259, ideal para la investigación de la vía de señalización AP-1.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Phospho-JunB-S259 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	AP-1; Phospho-JunB-S259
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	3726
ID de Gen	3726
Inmunógeno	Péptido sintético: Un péptido específico de fosforilación correspondiente a los residuos que rodean el S259 del Phospho-JunB-S259 humano
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P17275
Peso Proteico	36kDa
Envío	Bolsa de hielo