

Pab De Conejo Phospho-Lamin A/C-S22 Para Wb, Ip, Elisa - P02545

Número de artículo: CM0001075



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido a la Lamin A/C fosforilada en la serina 22. Validado para WB, IP y ELISA en muestras humanas y de rata. Ideal para estudios de organización de la lámina nuclear y la cromatina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo Phospho-Lamin A/C-S22
Notas / Alias	FPL; IDC; LFP; CDDC; EMD2; FPLD; HGPS; LDP1; LMN1; LMNC; MADA; PRO1; CDCD1; CMD1A; FPLD2; LMNL1; CMT2B1; LGMD1B; Phospho-Lamin A/C-S22
Especie	Humano
GeneID (humano)	4000
GeneID	4000
Inmunógeno	Péptido sintético
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Rata
SWISS	P02545
Peso de la proteína	74 kDa
Envío	Bolsa de hielo