

## Pab De Conejo Phospho-Lat-Y171 Para Wb Y Elisa - 043561

Número de artículo: CM0001956

### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo fosfoespecífico dirigido a la tirosina 171 fosforilada de la proteína LAT humana, un adaptador clave en la señalización del receptor de linfocitos T. Apto para aplicaciones de WB y ELISA en investigación inmunológica.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | pAb de conejo Phospho-LAT-Y171                                                                         |
| Observaciones/Alias | LAT1; pp36; IMD52; Phospho-LAT-Y171                                                                    |
| Especie             | Humana                                                                                                 |
| GeneID (humano)     | 27040                                                                                                  |
| GeneID              | 27040                                                                                                  |
| Inmunógeno          | Péptido sintético Péptido sintético fosforilado alrededor de la Y171 de la LAT humana (NP_001014987.1) |
| Origen              | Conejo                                                                                                 |
| Categoría           | Anticuerpos fosforilados                                                                               |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                                              |
| Reactividad cruzada | Humana                                                                                                 |
| SWISS               | O43561                                                                                                 |
| Peso de la proteína | 28 kDa                                                                                                 |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                         |