


Pab De Conejo Phospho-Lats1-S909/Lats2-S872 - 095835 / Q9Nrm7

Número de artículo: CM0000703



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo fosfoespecífico que reconoce LATS1 (S909) y LATS2 (S872) para aplicaciones de WB y ELISA. Apto para muestras humanas; dirige contra supresores tumorales clave de la vía Hippo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	phospho-LATS1-S909/LATS2-S872 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	LATS1; WARTS; wts; phospho-LATS1-S909/LATS2-S872
Especie	Humano
GeneID (humano)	9113/26524
GeneID	9113/26524
Inmunógeno	Un péptido fosforilado sintético alrededor de S909 de LATS1 humana (NP_004681.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	O95835/Q9NRM7
Peso de la proteína	76kDa/126kDa
Envío	Bolsa de hielo