


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Phospho-Lats1-T1079+Lats2-T1041 - O95835 / Q9Nrm7

Número de artículo: CM0001759



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo que reconoce las formas fosforiladas de LATS1 (T1079) y LATS2 (T1041). Ideal para estudios de la vía de señalización Hippo mediante WB, IF/ICC, IHC-P y ELISA. Validado en muestras de humano, ratón y rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo phospho-LATS1-T1079+LATS2-T1041
Observaciones/Alias	LATS1; WARTS; wts; phospho-LATS1-T1079+LATS2-T1041
Especie	Humano
GeneID (Humano)	9113/26524
GeneID	9113/26524
Inmunógeno	Péptido sintético: Péptido sintético fosforilado alrededor de T1079 y T1041 de LATS1/LATS2 humano (NP_004681.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O95835/Q9NRM7
Peso proteico	76kDa/126kDa
Envío	Bolsa de hielo