


Phospho-Lck-Y394 Conejillo Pab - P06239

Número de artículo: CM0001510



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo detecta LCK fosforilado en Tyr394 en humano y ratón. Adecuado para WB, IF/ICC, ELISA en estudios de señalización del receptor de células T.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Phospho-LCK-Y394 Conejillo pAb
Observaciones/Alias	LSK; YT16; IMD22; p56lck; pp58lck; Phospho-LCK-Y394
Especie	Humano
ID Gen (Humano)	3932
Inmunógeno	Un péptido fosforilado sintético alrededor de Y394 de LCK humano (NP_005347.3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P06239
Peso Proteico	58kDa
Envío	Bolsa de hielo