


Anticuerpo Policlonal De Conejo Phospho-Lck-Y505 Para Wb, Ip, Elisa - P06239

Número de artículo: CM0000804



Introducción

Detecta Lck humana fosforilada en Y505. Adecuado para WB, IP, ELISA. Ideal para estudiar la señalización de células T, la regulación de Lck y la investigación de la función inmunitaria.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Phospho-Lck-Y505 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	LSK; YT16; IMD22; p56lck; pp58lck; Phospho-Lck-Y505
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3932
GeneID	3932
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético fosforilado alrededor de Y505 de Lck humana (NP_001036236.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P06239
Peso Proteico	58kDa
Envío	Bolsa de hielo