


Fosfo-Lcp2-Y145 Pab De Conejo Para Wb, Elisa - Q13094

Número de artículo: CM0000732



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo específico para fosfo que se dirige a LCP2 humana en Y145. Validado para WB y ELISA; reconoce humano y ratón. Ideal para la investigación de señalización del receptor de células T e inmunología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Fosfo-LCP2-Y145 pAb de conejo
Observaciones/Alias	IMD81; SLP76; SLP-76; Fosfo-LCP2-Y145
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3937
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético fosforilado alrededor de Y145 de LCP2 humana (NP_005556.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q13094
Peso proteico	60kDa
Envío	Bolsa de hielo