


Fosfo-Lyn-Y397 Rabbit Mab - P07948

Número de artículo: CM0000445



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo específico de fosfo contra Lyn (Tyr397) para WB, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón. Ideal para estudiar la activación de la quinasa Lyn en la respuesta inmune, la hematopoyesis y la señalización celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Fosfo-Lyn-Y397 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	JTK8; p53Lyn; p56Lyn; Fosfo-Lyn-Y396
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4067
GeneID	4067
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético fosforilado alrededor de Y396 de Lyn humana (P07948).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P07948
Peso proteico	56kDa/59kDa
Envío	Bolsa de hielo