

Pab De Conejo Anti-Fosfo-Map2K3-S189 + Map2K6-S207 Para Wb Y Elisa - P46734 / P52564

Número de artículo: CM0000457

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo fosfoespecífico dirigido a S189 fosforilado de MAP2K3 y S207 de MAP2K6, validado para Western blot y ELISA en muestras humanas y de ratón. Ideal para el estudio de la señalización de las proteínas quinasas MAP activadas por estrés.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo Anti-Fosfo-MAP2K3-S189 + MAP2K6-S207
Observaciones/Alias	MEK3; MKK3; MAPKK3; PRKMK3; SAPKK2; SAPKK-2
Especie	Humano
GeneID (humano)	5606/5608
GeneID	5606/5608
Inmunógeno	Péptido fosforilado sintético alrededor de S207 de MAP2K3/MAP2K6 humano (NP_002747.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P46734/P52564
Envío	Bolsa de hielo