


Fosfo-Map2K4-S257 Pab De Conejo Para Western Blot, Elisa - P45985

Número de artículo: CM0001736



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra MAP2K4 fosforilado en la serina 257. Adecuado para WB y ELISA; reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata. Herramienta clave para estudiar la señalización de quinasas de estrés, la apoptosis y la homeostasis inmunitaria.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Fosfo-MAP2K4-S257 pAb de conejo
Observaciones/Alias	JNKK; MEK4; MKK4; SEK1; SKK1; JNKK1; SERK1; MAPKK4; PRKMK4; SAPKK1; SAPKK-1; Fosfo-MAP2K4-S257
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	6416
ID de gen	6416
Inmunógeno	Péptido sintético: un péptido sintético fosforilado alrededor de la S257 de MAP2K4 humana (NP_003001.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P45985
Peso proteico	44kDa
Envío	Bolsa de hielo