


Pab De Conejo Phospho-Map2K4-T261 - P45985

Número de artículo: CM0000940



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra Phospho-MAP2K4 (Thr261) para WB y ELISA. Detecta MAP2K4 de humano, ratón y rata. Adecuado para estudiar las vías de señalización JNK y p38 activadas por estrés.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo Phospho-MAP2K4-T261
Notas/Alias	JNKK; MEK4; MKK4; SEK1; SKK1; JNKK1; SERK1; MAPKK4; PRKMK4; SAPKK1; SAPKK-1; Phospho-MAP2K4-T261
Especie	Humano
GeneID (humano)	6416
GeneID	6416
Inmunógeno	Péptido sintético
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P45985
Peso proteico	44kDa
Envío	Bolsa de hielo