

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fosfo-Map2K6-S207/Map2K3-S189 Para Wb - P46734 / P52564

Número de artículo: CM0000470

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo fosfo-específico que reconoce MAP2K6 (Ser207) y MAP2K3 (Ser189). Validado para Western blot y ELISA en muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para estudiar la señalización de la MAP quinasa activada por estrés.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	Anticuerpo policlonal de conejo anti-Fosfo-MAP2K6-S207/MAP2K3-S189
Observaciones/Alias	MAP2K3/MAP2K6; Fosfo-MAP2K6-S207/MAP2K3-S189
Especies	Humano
GeneID (Humano)	5606 (MAP2K6) / 5608 (MAP2K3)
Inmunógeno	Péptido sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P46734 / P52564
Peso Proteico	36kDa / 39kDa / 31kDa / 37kDa
Envío	Bolsa de hielo