

Anticuerpo Policlonal De Conejo Phospho-Map3K5 (Ask1/Mekk5) S967 Para Wb Y Elisa - Q99683

Número de artículo: CM0001714



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo fosfo-específico dirigido a MAP3K5 (ASK1/MEKK5) humano fosforilado en S967, validado para aplicaciones de WB y ELISA. Útil para el estudio de apoptosis, respuestas al estrés e inmunidad innata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Phospho-MAP3K5-S967 Rabbit pAb
Notas/Alias	ASK1; MEKK5; MAPKKK5; Phospho-MAP3K5-S967
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4217
GeneID	4217
Inmunógeno	Péptido sintético: Un péptido fosfo-específico correspondiente a residuos alrededor de S967 de la MAP3K5 humana
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	Q99683
Peso molecular de la proteína	155kDa
Envío	Bolsa de hielo