

Fosfo-Map3K5-S83 Pab De Conejo Para Wb, Elisa - Q99683

Número de artículo: CM0001243



Introducción

Fosfo-MAP3K5-S83 pAb de Conejo de alta especificidad validada para Western blot (WB) y ELISA. Se dirige a la MAP3K5 (ASK1) fosforilada en la serina 83 en humanos. Esencial para estudiar la apoptosis, la respuesta al estrés y las vías de señalización MAPK.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Fosfo-MAP3K5-S83 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	ASK1, MEKK5, MAPKKK5, Fosfo-MAP3K5-S83
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4217
GeneID	4217
Inmunógeno	Un péptido fosforilado sintético alrededor de la S83 de la MAP3K5 humana (NP_005914.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q99683
Peso Proteico	155kDa
Envío	Bolsa de hielo