

Anticuerpo Policlonal De Conejo Fosfo-Map3K5-T845 Para Wb, Elisa - O35099

Número de artículo: CM0000853

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo Fosfo-MAP3K5-T845 para WB y ELISA. Detecta ASK1 de ratón y humano, una quinasa clave en las vías de señalización de estrés e inmunidad MAPK (PM ~155kDa, reacciona cruzadamente con humano). Ideal para estudios de apoptosis e inmunidad innata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Fosfo-MAP3K5-T845 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	ASK; ASK1; Mekk5; MAPKKK5; 7420452D20Rik; Fosfo-MAP3K5-T845
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	4217
GeneID (Ratón)	26408
Inmunógeno	Péptido sintético / Un péptido sintético fosforilado alrededor de T845 de MAP3K5 de ratón (NP_032606.4)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	O35099
Peso Proteico	155kDa
Envío	Bolsa de hielo