

Anticuerpo Policlonal De Conejo Phospho-Marcks-S162 Para Wb, Elisa - P29966

Número de artículo: CM0001025

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo específico para MARCKS fosforilado (Ser162). Validado para WB y ELISA, reacciona con humano, ratón y rata. Ideal para estudiar la señalización PKC, la dinámica del citoesqueleto y la investigación de inflamación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Phospho-MARCKS-S162 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	MACS; 80K-L; PKCSL; PRKCSL; Phospho-MARCKS-S162
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4082
GeneID	4082
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido específico de fosforilación correspondiente a los residuos que rodean el S162 de MARCKS humano
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P29966
Peso Proteico	32kDa
Envío	Bolsa de hielo