


Anticuerpo Policlonal De Conejo Fosfo-Max-S11 Para Wb, Elisa - P61244

Número de artículo: CM0001367



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo Fosfo-MAX-S11, validado para WB y ELISA. Específico para MAX humano fosforilado en serina 11. Ideal para estudiar la regulación transcripcional MYC/MAX/MAD y el remodelado de la cromatina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo pAb de Conejo Fosfo-MAX-S11
Observaciones/Alias	bHLHd4; Fosfo-MAX-S11
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4149
GeneID	4149
Inmunógeno	Péptido sintético; Un péptido sintético fosforilado alrededor de S11 de MAX humano (NP_002373.3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P61244
Peso Proteico	18kDa
Envío	Bolsa de hielo