

Phospho-Mcl1-T163 Conejo Pab Para Wb, Elisa - Q07820

Número de artículo: CM0001711



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo fosfo-específico dirigido a MCL1 fosforilado en T163. Validado para WB y ELISA, reacciona con MCL1 humano y de ratón. Ideal para investigación en apoptosis y leucemia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Phospho-MCL1-T163 Conejo pAb
Observaciones/Alias	TM; EAT; MCL1L; MCL1S; Mcl-1; BCL2L3; MCL1-ES; bcl2-L-3; mcl1/EAT; Phospho-MCL1-T163
Especies	Humano
GeneID (humano)	4170
GeneID	4170
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético fosforilado alrededor de T163 de MCL1 humano (NP_068779.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q07820
Peso Proteico	37kDa
Envío	Bolsa de hielo