


Anticuerpo Policlonal De Conejo Fosfo-Mcm2-S139 Para Wb, Elisa - P49736

Número de artículo: CM0001331



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo Fosfo-MCM2-S139 validado para WB, ELISA, reacciona con MCM2 humano fosforilado en Ser139. Ideal para investigación de replicación del ADN y ciclo celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo Policlonal de Conejo Fosfo-MCM2-S139
Observaciones/Alias	BM28; CCNL1; CDCL1; cdc19; DFNA70; D3S3194; MITOTIN; Fosfo-MCM2-S139
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4171
GeneID	4171
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético fosforilado alrededor de S139 de MCM2 humano (NP_004517.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P49736
Peso Proteico	102kDa
Envío	Bolsa de hielo