

Fosfo-Mdm2-S166 Rabbit Mab Para Ihc-P Y Elisa - Q00987

Número de artículo: CM0001665



Introducción

Fosfo-MDM2-S166 Rabbit mAb detecta específicamente la MDM2 humana fosforilada en la serina 166. Validado en IHC-P y ELISA; reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Apoya la investigación sobre el eje p53-MDM2 y la regulación de la apoptosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Fosfo-MDM2-S166 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	HDMX; LSKB; hdm2; ACTF5; Fosfo-MDM2-S166
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	4193
ID de Gen	4193
Inmunógeno	Péptido sintético: Un péptido sintético fosforilado correspondiente a los residuos que rodean la S166 de la MDM2 humana.
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q00987
Peso Proteico	55kDa
Envío	Bolsa de hielo