

Fosfo-Mdm2-S260 Pab De Conejo Para Wb, Elisa - Q00987

Número de artículo: CM0000480



Introducción

Fosfo-MDM2-S260 pAb de conejo detecta MDM2 humana fosforilada en S260. Validada para WB y ELISA. Ideal para estudiar la ubiquitinación de p53, la apoptosis y las vías del cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Fosfo-MDM2-S260 pAb de conejo
Observaciones/Alias	HDMX; LSKB; hdm2; ACTFS; Fosfo-MDM2-S260
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4193
GeneID	4193
Inmunógeno	Un péptido sintético fosforilado alrededor de la S260 de MDM2 humana (NP_001354919.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q00987
Peso proteico	55kDa
Envío	Bolsa de hielo