

Phospho-Mef2C-S396 Anticuerpo Policlonal De Conejo Pab - Q06413

Número de artículo: CM0000617

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo Phospho-MEF2C (S396) para WB y ELISA; detecta MEF2C humano a ~51kDa. Ideal para investigar la fosforilación de MEF2C en la regulación de la transcripción, el neurodesarrollo y la miogénesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	Phospho-MEF2C-S396 Anticuerpo policlonal de conejo (pAb)
Observaciones/Alias	NEDHSIL; DEL5q14.3; C5DELq14.3; Phospho-MEF2C-S396
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4208
GeneID	4208
Inmunógeno	Un péptido sintético fosforilado alrededor de S396 de MEF2C humano (NP_002388.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q06413
Peso Proteico	51kDa
Envío	Bolsa de hielo